



MEDESYS[®]
ITALY



nerissimo[™]

MEDESYS[®]
4905/8
ITALY CE [MDT17010182]

nerissimo™



**MEDESY gets dressed
for the big occasions.
NERISSIMO just
tailored for that.**

**MEDESY indossa
l'abito delle grandi
occasioni.
Nasce NERISSIMO.**

Imagine an instrument which is the natural extension of your hand. Imagine the perfection of your gesture, feeling relaxed as your hold will stay precise and constant in all situations. Imagine a tool concept perfectly balanced and ergonomic, conceived to simplify your daily work in all its steps providing the highest efficiency. Imagine all this and now try NERISSIMO, the brand new line of dental instruments developed by MEDESY aiming at bringing the best of its skill & experience on the palm of your hand. Refined in all their details, our best instruments change their look into a new black outfit, thanks to the innovative DLC coating (Diamond Like Carbon). A special biocompatible coating whose unique characteristics ensure superior wear resistance, efficiency and reliability as well as favouring a better visibility during routine operative dentistry, de-facto eliminating reflections and highlighting the contrast with tissue and liquids of the oral cavity.

- **NERISSIMO is much more than a colour.**
- **NERISSIMO is the style and elegance of high level performances.**
- **Are you ready for a change of look (like this)?**

Immagina uno strumento che sia la naturale estensione della tua mano. Immagina la perfezione del gesto, la sicurezza di un controllo costante e preciso in ogni situazione. Immagina un sistema perfettamente bilanciato ed ergonomico, disegnato per semplificare ogni procedura garantendo sempre la massima efficienza. Immagina tutto questo e ora prova NERISSIMO, la nuova linea di strumenti odontoiatrici che MEDESY ha sviluppato per portare il meglio della sua esperienza sul palmo della tua mano. Curati in ogni dettaglio, i nostri migliori strumenti si vestono di nero grazie all'innovativa rifinitura DLC (Diamond Like Carbon). Con le sue proprietà uniche questo speciale rivestimento biocompatibile garantisce infatti la massima resistenza, efficacia e affidabilità nel tempo, ma anche una visibilità migliorata, eliminando i riflessi e massimizzando il contrasto con tessuti e liquidi della cavità orale.

- **NERISSIMO è molto più di un colore.**
- **NERISSIMO è la classe e l'eleganza delle performance di alto livello.**
- **Sei pronto per un cambio d'abito?**





Satisfying the intracutaneous reactivity test
Soddisfa test di reattività intracutanea



Non cytotoxic
Non citotossico



Maximising the surface protection performance during sterilization process
Massima efficacia durante i processi di sterilizzazione

TECHNICAL PROPERTIES — PROPRIETÀ DEL RIVESTIMENTO

Composition — Composizione	a-C:H
Hardness — Durezza [HV]	1800 – 2600
T° deposition — T° deposizione [°C]	180°
T° Max usage — T° max utilizzo [°C]	350°
COF [dry vs. steel]	0.1
Thickness — Spessore [µm]	2÷4
Colour — Colore	Black — Nero

nerissimo™

nerissimo™

DLC coating: the force of carbon and hardness of a diamond.

DLC coating provides outstanding performances. A very low temperature during the coating transfer process, the friction coefficient, one of the lowest for the existing coating technologies, the elevated ratio H/E (Hardness/Elasticity Modulus), indicator of excellent wear and stress resistance, just to outline some of the main features which make this treatment at cutting edge of today's coating technology.

DLC FEATURES AND BENEFITS:

- **Exceptional hardness** for a maximum resistance to abrasion for cutting edge instruments: **PERFECT SHARPNESS** guaranteed over time.
- **Low friction coefficient** provides high fluidity during the procedure. The result is an excellent **non-stick** coating that prevents material residues on the surface.
- **Great endurance to corrosion** creating a real barrier against chemical agents.
- **Unaltered precision** of the instrument, since the DLC layer bonds and compacts completely with the stainless steel.
- **Optimal biocompatibility** suitable for the dental procedure as DLC has hypoallergenic properties, hindering medical rejections and tissue damages.

Il rivestimento DLC: la forza del carbonio e la durezza del diamante.

Il rivestimento DLC garantisce prestazioni davvero eccezionali. Citando solo alcune delle principali caratteristiche che lo rendono all'avanguardia rispetto ad altre soluzioni, è possibile riscontrare: una bassissima temperatura di applicazione, un coefficiente d'attrito tra i più bassi dei coating esistenti, un elevato rapporto H/E (Durezza/Coefficiente di Elasticità), indice di ottima resistenza all'usura e allo stress.

CARATTERISTICHE E BENEFICI DEL DLC:

- **Durezza elevata** per massimizzare la resistenza all'abrasione degli strumenti da taglio: **AFFILATURA PERFETTA** garantita nel tempo.
- **Il basso coefficiente di attrito** incrementa la scorrevolezza e l'antiaderenza durante le procedure: **nessun residuo di materiale** rimane attaccato alla superficie.
- **Eccellente resistenza alla corrosione**, una vera e propria barriera contro gli agenti chimici.
- **Precisione inalterata** dello strumento, poiché il sottilissimo strato DLC aderisce e si compatta perfettamente con l'acciaio inox sottostante.
- **Biocompatibilità ottimale**, particolarmente adatta alle prestazioni odontoiatriche, garantita dalle proprietà ipoallergeniche del DLC, non crea rigetto e non danneggia i tessuti.

DIAGNOSTIC INSTRUMENTS
STRUMENTI PER DIAGNOSTICA

4912/4RO.NE




Double sided – Rodium N. 4, box 6 pcs
Doppio – Rodio N. 4, scatola da 6 pezzi

4912/5RO.NE



Double sided – Rodium N. 5, box 6 pcs
Doppio – Rodio N. 5, scatola da 6 pezzi

4903/10RO.NE



Dr. Comella
Rodium, box 6 pcs
Rodio, scatola da 6 pezzi

4905/8.NE



Mirror handle ø 8 mm
Manico specchietto ø 8 mm

548/4PT.NE



Periodontal probe
CP15 UNC
Sonda parodontale
CP15 UNC

548/5PT.NE



Periodontal probe WHO
Sonda parodontale WHO

555/23.NE



Explorer N. 23
Specillo N. 23

555/9.NE



Explorer N. 9
Specillo N. 9

555/6.NE



Explorer N. 6
Specillo N. 6


555/8A.NE



Explorer N. 8A
Specillo N. 8A

(1:1 scale / scala 1:1)

GRACEY CURETTES
CURETTE GRACEY



MEDESY®
ITALY - CE
MDY116012
625/1-2NE.HL8

(1:1 scale / scala 1:1)

625/1-2NE.HL8



Anterior
Anteriore

625/7-8NE.HL8



Buccal/Lingual
Buccale/Linguale

625/11-12NE.HL8



Premolars and
molars, mesial
Premolari e molari,
mesiale

625/13-14NE.HL8



Premolars and
molars, distal
Premolari e molari,
distale

GRACEY CURETTES SHORT TYPE
CURETTE GRACEY TIPO CORTO

(1:1 scale / scala 1:1)

669/1-2NE.HL8



Anterior
Anteriore

669/7-8NE.HL8



Buccal/Lingual
Buccale/Linguale

669/11-12NE.HL8




Premolars and
molars, mesial
Premolari e molari,
mesiale

669/13-14NE.HL8



Premolars and
molars, distal
Premolari e molari,
distale

COMPOSITE INSTRUMENTS
STRUMENTI PER COMPOSITO



(1:1 scale / scala 1:1)

490/1NE.HL8	1,7 mm	1,4 mm	1,6 mm	2,2 mm
PF1A	SS10	SS11	SS12	

(1:1 scale / scala 1:1)

518/1NE.HL8	2,0 mm	2,5 mm	2,9 mm
SS1	SS2	SS3	


579/1NE.HL8	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
Heidemann N. 1	Heidemann N. 2	Heidemann N. 3	

DENTAL CLAMPS
UNCINI DENTALI


ANTERIORS / ANTERIORI



5595/00.NE
Small jaws and high bow for anteriors and small premolars
Tooth / Dente:
6-7-8-9-10-11-22-23-24-25-26-27



5595/9.NE
Most popular anterior clamp, with flat jaws
Tooth / Dente:
6-7-8-9-10-11-22-23-24-25-26-27



5595/210.NE
One small and one large jaw, for anteriors
Tooth / Dente:
6-7-8-9-10-11-22-23-24-25-26-27



PREMOLARS / PREMOLARI



5595/1A.NE
Deeply festooned jaws grasps premolar's roots
Tooth / Dente:
4-5-6-11-12-13-20-21-22-27-28-29



5595/2A.NE
Flat and large jaws for lower premolars
Tooth / Dente:
20-21-28-29



5595/27.NE
Rounded jaws for premolars
Tooth / Dente:
4-5-12-13-20-21-28-29



5595/29.NE
Rounded and flat jaws for premolars
Tooth / Dente:
4-5-12-13-20-21-28-29

UPPER MOLARS / MOLARI SUPERIORI



5595/4.NE
Festooned jaws for small upper molars
Tooth / Dente:
1-2-3-14-15-16



5595/8.NE
Festooned jaws for general purposes on upper molars. Jaws fit the gum curvature
Tooth / Dente:
1-2-3-14-15-16

5610/M-N
Rubber dam black
Diga dentale nera

LOWER MOLARS / MOLARI INFERIORI



5595/3.NE
Flat jaws for small lower molars
Tooth / Dente:
17-18-19-30-31-32



5595/7.NE
Flat jaws for general purposes on lower molars
Tooth / Dente:
17-18-19-30-31-32



5595/12A.NE
Serrated jaws for lower right molars and partially erupted (and some) upper left
Tooth / Dente:
14-15-16-30-31-32



5595/13A.NE
Serrated jaws for lower left molars and partially erupted (and some) upper right
Tooth / Dente:
1-2-3-17-18-19

MOLARS (GENERAL) / MOLARI (GENERALE)



5595/8A.NE
Deeply festooned jaws grasps root at corners
Tooth / Dente:
1-2-3-14-15-16-17-18-19-30-31-32



5595/14.NE
Festooned jaws for half erupted and undersized molars
Tooth / Dente:
1-2-3-14-15-16-17-18-19-30-31-32



5595/W8A.NE
Festooned jaws for molars' roots
Tooth / Dente:
1-2-3-14-15-16-17-18-19-30-31-32

SURGICAL SCISSORS, HI-TECH
FORBICI CHIRURGICHE, HI-TECH



Watch the video!
Guarda il video!



Medesy Hi-Tech (mm 130)
Straight
Retta



Medesy Hi-Tech (mm 130)
Curved
Curva



Medesy Hi-Tech (mm 160)
Straight
Retta




Medesy Hi-Tech (mm 160)
Curved
Curva




Medesy Hi-Tech (mm 115)
Straight
Retta



Medesy Hi-Tech (mm 115)
Curved
Curva



SYRINGES
SIRINGHE



Self aspirating
Autoaspirante

4957/1 (ml 1,8 EU)
4957/2 (ml 1,8 AM)

Intraligamental (0,2 ml/click)
Intraligamentare (0,2 ml/click)

4965/1 (ml 1,8 EU)
4965/2 (ml 1,8 AM)

(1:1 scale / scala 1:1)

MICROSURGICAL TISSUE TWEEZERS
PINZETTE MICROCHIRURGICHE

(1:1 scale / scala 1:1)



Micro (mm 180)


De Backey (mm 180)

Micro D (mm 180)

Micro OY (mm 180)

GAMMAFIX TRAYS
VASSOI GAMMAFIX

981/19-NE



160/V

160

Black silicone
Silicone nero

L 185 mm × W 260 mm × H 35 mm



978/NE



L 185 mm × W 73 mm × H 35 mm

980/10-NE




L 185 mm × W 145 mm × H 35 mm

980/9-NE



L 130 mm × W 185 mm × H 35 mm

981/20-NE



L 290 mm × W 185 mm × H 35 mm

© COPYRIGHT MEDES Y SRL

The present catalogue has been registered and referenced under your name nevertheless it will remain a full property of MEDES Y; its use is limited exclusively to the purchase or sale of MEDES Y products.
The reproduction and the use of the images and/or texts illustrated on the catalogue are strictly prohibited.
This catalogue is addressed only to dental specialists.
MEDES Y reserves the right to undertake all the modifications on its products, which may be deemed necessary to obtain a technical improvement or to adapt to a different surgical utilization.

© DIRITTI MEDES Y SRL

Questo catalogo, che sarà sempre di nostra proprietà, è stato registrato e numerato sotto il Vostro nome; il suo uso è limitato esclusivamente all'acquisto o alla vendita di prodotti MEDES Y.
La riproduzione o l'uso delle illustrazioni e/o testi riportati in questo catalogo, sono rigorosamente proibiti.
Il presente catalogo è indirizzato esclusivamente a personale medico qualificato. MEDES Y si riserva modifiche sugli strumenti che si rendessero necessarie per ragioni di progresso tecnico o variazione di impiego chirurgico.

nerissimo™



 **MEDESYS srl**

Viale dell'Industria, 1 – Industrial area
33085 Maniago (PN) – ITALY
Tel. (+39) 0427.72786
www.medesy.it
info@medesy.it